


E 125

Innsats

for optimal plassering av infusjonsflasker. Overflatemål 125 x 125 mm.



- 9 kamre, flatemål: 125 x 125 mm (flaske), 55 x 55 mm (hals)
- Kan settes i underkurven

EAN: 4002511115828 / Materialnummer: 03808510 /
Gammelt materialnummer: 69512501D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Innsats for ulike flasker	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Antall kamre	9
Bruksområde	
Klargjøring av OP-instrumenter	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spennning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	224
Utvendig mål, nettobredde i mm	460
Utvendig mål, nettodybde i mm	460
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	245
Utvendig mål, bruttbredde i mm	480
Utvendig mål, bruttdybde i mm	480
Nettvekt i kg	1,81
Bruttovekt i kg	2,56