

E 128

Innsats

for optimal plassering av infusjonsflasker. Overflatemål 71 x 71 mm.



- 24 kamre, flatemål: 71 x 71 mm (flaske), 46 x 46 mm (hals)

EAN: 4002511115859 / Materialnummer: 03808540 /
Gammelt materialnummer: 69512801D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Innsats for ulike flasker	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Antall kamre	24
Bruksområde	
Klargjøring av OP-instrumenter	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	103
Utvendig mål, nettobredde i mm	445
Utvendig mål, nettodybde i mm	445
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	160
Utvendig mål, bruttbredde i mm	475
Utvendig mål, bruttodybde i mm	470
Nettvekt i kg	1,49
Bruttovekt i kg	1,95