


E 129

Innsats

for optimal plassering av infusjonsflasker. Overflatemål 84 x 84 mm.



- 20 kamre, flatemål: 84 x 84 mm (flaske), 46 x 46 mm (hals)

EAN: 4002511115866 / Materialnummer: 03808550 /
Gammelt materialnummer: 69512901D

| | |
|---|----------------|
| Produktkategori | |
| Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin | • |
| Produkttilhørighet | |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| Produktkategori | |
| Innsats for ulike flasker | • |
| Produktegenskaper | |
| Material | Rustfritt stål |
| Farge | Rustfritt stål |
| Antall kamre | 20 |
| Standard elektrotilkobling | |
| Faseantall | 0 |
| Spenning i V | 0 |
| Frekvens i Hz | 0 |
| Totaltilkobling i kW | 0,00 |
| Sikring i A | 0 |
| Mål og vekt | |
| Utvendig mål, nettohøyde i mm | 113 |
| Utvendig mål, nettobredde i mm | 445 |
| Utvendig mål, nettodybde i mm | 445 |
| Utvendig mål, bruttohøyde i mm | 480 |
| Utvendig mål, bruttbredde i mm | 480 |
| Utvendig mål, bruttodybde i mm | 130 |
| Nettovekt i kg | 1,41 |
| Bruttovekt i kg | 1,78 |