

E 134

Innsats

for optimal plassering av 210 objektglass.



- Egnet for plassering av 210 objektglass
- Utstyrt med 26 rom á 11 mm x 26 mm, tråddykkelse 3 mm

EAN: 4002511115897 / Materialnummer: 03808600 /
Gammelt materialnummer: 69513401D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Annen innsats	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Antall kamre	26
Rombredde i mm	11
Romlengde i mm	26
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Kapasitet	
Objektglass [antall]	210
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	73
Utvendig mål, nett bredde i mm	200
Utvendig mål, nett dybde i mm	445
Utvendig mål, brutt høyde i mm	80
Utvendig mål, brutt bredde i mm	230
Utvendig mål, brutt dybde i mm	460
Nettvekt i kg	1,50
Bruttvekt i kg	1,61