

E 135/1

Innsats

for optimal plassering av 19 tåteflasker opptil 110 ml.



- Egnet for 19 tåteflasker á 110 ml
- Egnet for flasker med størrelse 51 x 51 mm, hals: 45 x 45 mm
- For overkurv A 102 og underkurv A 151

EAN: 4002511115910 / Materialnummer: 03808640 /  
Gammelt materialnummer: 69513502D

<b>Produktkategori</b>	
Store laborativaskemaskiner	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktkategori</b>	
Innsats for ulike flasker	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
<b>Bruksområde</b>	
Klargjøring av tåteflasker	•
<b>Kapasitet</b>	
Tåteflasker [antall]	19
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	135
Utvendig mål, nettobredde i mm	192
Utvendig mål, nettodybde i mm	447
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	195
Utvendig mål, bruttbredde i mm	205
Utvendig mål, bruttodybde i mm	465
Nettovekt i kg	2,02
Bruttovekt i kg	2,10