

E 135/2

Innsats

for optimal plassering av 19 tåteflasker opptil 90 ml.



- Egnet for 19 tåteflasker á 90 ml
- Egnet for flasker med størrelse 51 x 51 mm, hals: 42 x 42 mm
- For overkurv A 102 og underkurv A 151

EAN: 4002511115927 / Materialnummer: 03808650 /
Gammelt materialnummer: 69513503D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Innsats for ulike flasker	•
Bruksområde	
Klargjøring av tåteflasker	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Kapasitet	
Tåteflasker [antall]	19
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Totaltilkobling i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	125
Utvendig mål, nettobredde i mm	192
Utvendig mål, nettodybde i mm	447
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	140
Utvendig mål, bruttbredde i mm	235
Utvendig mål, bruttdybde i mm	480
Nettovekt i kg	1,97
Bruttovekt i kg	2,10