


E 144

Innsats

for optimal plassering av opptil 18 begerglass.



- Egnet for 18 begerglass
- Utstyrt med 18 x 3 støtter
- Kan settes i over- og underkurven

EAN: 4002511115996 / Materialnummer: 03808710 /
Gammelt materialnummer: 69514401D

| | |
|-----------------------------------|--|
| Produktkategori | |
| Laboratorievaskemaskiner | • |
| Store laboratorievaskemaskiner | • |
| Produkttilhørighet | |
| G 7825 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| Produktkategori | |
| Innsats/modul for begerglass | • |
| Produktegenskaper | |
| Material | Rustfritt stål, Tråd, kunststoffbelagt |
| Farge | Rustfritt stål, hvit |
| Bruksområde | |
| Klargjøring av laboratorieglass | • |
| Kapasitet | |
| Begerglass [antall] | 18 |
| Standard elektrotilkobling | |
| Faseantall | 0 |
| Spenning i V | 0 |
| Frekvens i Hz | 0 |
| Totaltilkobling i kW | 0,00 |
| Sikring i A | 0 |
| Mål og vekt | |
| Utvendig mål, nett høyde i mm | 131 |
| Utvendig mål, nett bredde i mm | 200 |
| Utvendig mål, nett dybde i mm | 445 |
| Utvendig mål, brutt høyde i mm | 180 |
| Utvendig mål, brutt bredde i mm | 250 |
| Utvendig mål, brutt dybde i mm | 490 |
| Nettvekt i kg | 1,37 |
| Bruttvekt i kg | 1,38 |