

E 149

Innsats

for optimal plassering av 80 reagensrør, 16 x 105 mm.



- Egnet for 80 reagensglass på opptil 16 x 105 mm
- I tillegg utstyrt med deksel A 13
- 80 rom á 18 mm x 18 mm
- Maskevidde bunn 8 x 8 mm

EAN: 4002511116016 / Materialnummer: 03808800 /
Gammelt materialnummer: 69514901D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Store laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Innsats/modul for reagensglass	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Antall kamre	80
Rombredde i mm	18
Romlengde i mm	18
Bruksområde	
Klargjøring av reagensglass	•
Klargjøring av laboratorieglass	•
Kapasitet	
Reagensglass [antall]	80
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	152
Utvendig mål, nett bredde i mm	200
Utvendig mål, nett dybde i mm	200
Utvendig mål, brutt høyde i mm	170
Utvendig mål, brutt bredde i mm	250
Utvendig mål, brutt dybde i mm	250
Nettvekt i kg	1,03
Bruttvekt i kg	1,59