

E 351

Injektordyse

for optimal rengjøring av utensiler. Størrelse 4 x 160 mm.



- Egnet for bruk i injektorvogn
- Kan kombineres med stoppemekanisme E 353
- Ø 4 x 160 mm, kan skrues fast

EAN: 4002511117075 / Materialnummer: 03809500 /
Gammelt materialnummer: 69735101D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Store laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Totaltilkobling i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	160
Utvendig mål, nett bredde i mm	4
Utvendig mål, nett dybde i mm	4
Utvendig mål, brutt høyde i mm	12
Utvendig mål, brutt bredde i mm	80
Utvendig mål, brutt dybde i mm	120
Diameter i mm	4
Nettvekt i kg	0,02
Bruttvekt i kg	0,02