

E 353

Stopper

høydejusterbar, for optimal plassering av laboratorieglass på dysen.



- Eget for injektordyse E 351
- Høydejusterbar stoppemekanisme
- Eget for f.eks. flasker, Erlenmeyerkolber og rundkolber

EAN: 4002511117099 / Materialnummer: 03809530 /  
Gammelt materialnummer: 69735301D

<b>Produktkategori</b>	
Laborativaskemaskiner	•
Store laborativaskemaskiner	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
<b>Produktkategori</b>	
Annet tilbehør	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Tråd, kunststoffbelagt, Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål, hvit
<b>Bruksområde</b>	
Klargjøring av laboratorieglass	•
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	100
Utvendig mål, nettobredde i mm	45
Utvendig mål, nettodybde i mm	160
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	120
Utvendig mål, bruttbredde i mm	80
Utvendig mål, bruttdybde i mm	100
Nettvekt i kg	0,03
Bruttvekt i kg	0,04