

E 362

Blindskrue

for låsing av forskruninger i vogner, kurver, innsatser osv.



- Gjenger M 8 x 1

EAN: 4002511117136 / Materialnummer: 03809630 /
Gammelt materialnummer: 69736201D

Produktkategori	
Laborativaskemaskiner	•
Store laborativaskemaskiner	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Annet tilbehør	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av laboratrieglass	•
Klargjøring av MIS-instrumenter	•
Klargjøring av oftalmologiske instrumenter	•
Klargjøring av robotinstrumenter	•
Klargjøring av OP-instrumenter	•
Klargjøring av hule instrumenter	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spending i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettøhøyde i mm	14
Utvendig mål, nettobredde i mm	10
Utvendig mål, nettdybde i mm	10
Utvendig mål, bruttøhøyde i mm	120
Utvendig mål, bruttbredde i mm	120
Utvendig mål, bruttdybde i mm	170
Diameter i mm	10
Nettøvekt i kg	0,00
Bruttøvekt i kg	0,01

E 362

Blindskrue

for låsing av forskruninger i vogner, kurver, innsatser osv.