

E 364

Innsats

for optimal plassering av 36 vidhalsede sugekopper.



- Egnet for plassering av 36 vidhalsede smokker
- Utstyrt med 36 rom á 44 mm x 44 mm
- Hengslet lokk som kan låses

EAN: 4002511116290 / Materialnummer: 03809640 /
Gammelt materialnummer: 69536401D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Annen innsats	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Antall kamre	36
Rombredde i mm	44
Romlengde i mm	44
Bruksområde	
Klargjøring av tåteflasker	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spennning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	77
Utvendig mål, nettobredde i mm	215
Utvendig mål, nettodybde i mm	445
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	80
Utvendig mål, bruttbredde i mm	235
Utvendig mål, bruttdybde i mm	460
Nettovekt i kg	1,48
Bruttovekt i kg	1,91