

E 367

Vogn

for optimal plassering av intubasjonsmateriell.



- 20 dyser Ø 2,5 x 30 mm, 25 dyser Ø 4,0 x 30 mm (5 vedlagt)
- 40 holdefjærer for dyser
- Utstyrt med en tilkobling for varmluftstørking
- Holder for ML/2 ved vogngjenkjenning/spylearmkontroll

EAN: 4002511116337 / Materialnummer: 03809710 /  
Gammelt materialnummer: 69536701D

<b>Produktkategori</b>	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Produktkategori</b>	
Vogn for anestesii-instrumenter	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
<b>Bruksområde</b>	
Klargjøring av anestesii-instrumenter	•
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	502
Utvendig mål, nettobredde i mm	535
Utvendig mål, nettodybde i mm	515
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	490
Utvendig mål, bruttbredde i mm	540
Utvendig mål, bruttodybde i mm	550
Nettvekt i kg	6,20
Bruttovekt i kg	10,00