

E 373

Innsats

for optimal plassering av ØNH-instrumenter.



- Maskevidde bunn 3 mm, sider 1,7 mm, deksel 3 mm
- Utstyrt med 28 vertikale støtter
- Utstyrt med 2 svingbare håndtak
- Kan settes i over- og underkurven

EAN: 4002511116405 / Materialnummer: 03809790 /

Gammelt materialnummer: 69537301D

| | |
|---|----------------|
| Produktkategori | |
| Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin | • |
| Produkttilhørighet | |
| G 7831 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| PWD 8534 | • |
| Produktkategori | |
| Innsats for ØNH-instrumenter | • |
| Produktegenskaper | |
| Material | Rustfritt stål |
| Farge | Rustfritt stål |
| Bruksområde | |
| Klargjøring av ØNH-instrumenter | • |
| Standard elektrotilkobling | |
| Faseantall | 0 |
| Spennning i V | 0 |
| Frekvens i Hz | 0 |
| Totaltilkobling i kW | 0,00 |
| Sikring i A | 0 |
| Mål og vekt | |
| Utvendig mål, nettohøyde i mm | 55 |
| Utvendig mål, nettobredde i mm | 150 |
| Utvendig mål, nettodybde i mm | 225 |
| Utvendig mål, bruttohøyde i mm | 80 |
| Utvendig mål, bruttbredde i mm | 170 |
| Utvendig mål, bruttodybde i mm | 240 |
| Nettvekt i kg | 0,66 |
| Bruttovekt i kg | 0,77 |