

E 374

Innsats

for optimal plassering av ØNH-instrumenter som f.eks. inhalasjonstilkoblinger.



- 24 rom ca. 45 x 45 mm, 27 kamre ca. 12 x 12 mm
- Maskevidde bunn: 1,7 mm
- Kan settes i over- og underkurven

EAN: 4002511116412 / Materialnummer: 03809800 /
Gammelt materialnummer: 69537401D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Innsats for ØNH-instrumenter	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Antall kamre	51
Bruksområde	
Klargjøring av ØNH-instrumenter	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spennning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	63
Utvendig mål, nettobredde i mm	173
Utvendig mål, nettodybde i mm	445
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	75
Utvendig mål, bruttbredde i mm	190
Utvendig mål, bruttodybde i mm	460
Nettvekt i kg	1,20
Bruttovekt i kg	1,20