

E 408

Vogn

for optimal plassering av opptil 96 pipetter.



- Egnet for 96 pipetter opptil 450 mm
- Overflatestørrelse 16 x 16 mm
- Komplet med støtteramme i 150 mm høyde
- Utstyrt med en tilkobling for varmluftstørking

EAN: 4002511116689 / Materialnummer: 03810130 /

Gammelt materialnummer: 69540801D

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Produktkategori | |
| Laboratorievaskemaskiner | • |
| Produkttilhørighet | |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| Produktkategori | |
| Vogn med kobling for varmluftstørking | • |
| Vogn for pipetter | • |
| Produktegenskaper | |
| Material | Rustfritt stål, Kunststoff |
| Farge | Rustfritt stål, Svart |
| Bruksområde | |
| Klargjøring av pipetter/vials | • |
| Kapasitet | |
| Pipetter [antall] | 96 |
| Standard elektrotilkobling | |
| Faseantall | 0 |
| Spenning i V | 0 |
| Frekvens i Hz | 0 |
| Totaltilkobling i kW | 0,00 |
| Sikring i A | 0 |
| Mål og vekt | |
| Utvendig mål, nettohøyde i mm | 502 |
| Utvendig mål, nettobredde i mm | 535 |
| Utvendig mål, nettodybde i mm | 517 |
| Utvendig mål, bruttohøyde i mm | 540 |
| Utvendig mål, bruttbredde i mm | 530 |
| Utvendig mål, bruttodybde i mm | 500 |
| Nettvekt i kg | 5,50 |
| Bruttovekt i kg | 7,10 |