


E 413

Innsats

for optimal plassering av sugeslanger.



- Egnet for 6 sugeslanger, System Sirona
- Kan settes i overkurv O177/1

EAN: 4002511124486 / Materialnummer: 03810180 /  
Gammelt materialnummer: 68741301D

<b>Produktkategori</b>	
Termodesinfektorer	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategori</b>	
Innsats/modul for dentalinstrumenter	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
<b>Bruksområde</b>	
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
<b>Kapasitet</b>	
Slanger [antall]	6
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Faseantall	0
Spennning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Totaltilkobling i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nett høyde i mm	205
Utvendig mål, nett bredde i mm	390
Utvendig mål, nett dybde i mm	450
Utvendig mål, brutt høyde i mm	250
Utvendig mål, brutt bredde i mm	485
Utvendig mål, brutt dybde i mm	495
Nettvekt i kg	1,40
Bruttvekt i kg	1,41