


UTS

Skrin for utensiler
for perfekt rengjøring av smådeler.



- Utstyrt med et deksel
- 3 rom med en størrelse på ?? x ??

EAN: 4002511117143 / Materialnummer: 03810260 /
Gammelt materialnummer: 69741001D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Annen innsats	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Antall kamre	3
Bruksområde	
Klargjøring av MIS-instrumenter	•
Klargjøring av OP-instrumenter	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	93
Utvendig mål, nett bredde i mm	102
Utvendig mål, nett dybde i mm	350
Utvendig mål, brutt høyde i mm	110
Utvendig mål, brutt bredde i mm	400
Utvendig mål, brutt dybde i mm	605
Nettvekt i kg	0,75
Bruttvekt i kg	1,00