

ID 160

Injektordyse

med kunststoffstusser, Ø 4 mm, lengde 160 mm.



- Egnet for vanlige injektorkurver og -vogner
- Egnet for f.eks. målesylindere, målekolber og reagenglass

EAN: 4002511116993 / Materialnummer: 03810350 /
Gammelt materialnummer: 69716001D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Store laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spennning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Totaltilkobling i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	55
Utvendig mål, nettobredde i mm	55
Utvendig mål, nettodybde i mm	160
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	55
Utvendig mål, bruttbredde i mm	55
Utvendig mål, bruttodybde i mm	160
Diameter i mm	4
Nettvekt i kg	0,02
Bruttvekt i kg	0,02