

ID 200

Injektordyse

med kunststoffstusser, Ø 6 mm, lengde 200 mm.



- Egnet for vanlige injektorkurver og -vogner
- Egnet for f.eks. målesylindere, målekolber og reagensglass

EAN: 4002511117013 / Materialnummer: 03810380 /  
Gammelt materialnummer: 69720001D

<b>Produktkategori</b>	
Laboratorievaskemaskiner	•
Store laboratorievaskemaskiner	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktkategori</b>	
Injektordyse	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
<b>Bruksområde</b>	
Klargjøring av laboratorieglass	•
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	55
Utvendig mål, nettobredde i mm	55
Utvendig mål, nettodybde i mm	200
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	107
Utvendig mål, bruttbredde i mm	130
Utvendig mål, bruttodybde i mm	200
Diameter i mm	6
Nettovekt i kg	0,02
Bruttovekt i kg	0,14