

ID 240

Injektordyse

med kunststoffstusser, Ø 6 mm, lengde 240 mm.



- Egnet for vanlige injektorkurver og -vogner
- Egnet for f.eks. målesylindere, målekolber og reagensglass

EAN: 4002511117037 / Materialnummer: 03810400 /
Gammelt materialnummer: 69724001D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Store laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	55
Utvendig mål, nettobredde i mm	55
Utvendig mål, nettodybde i mm	240
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	60
Utvendig mål, bruttbredde i mm	60
Utvendig mål, bruttdybde i mm	240
Diameter i mm	6
Nettvekt i kg	0,03
Bruttvekt i kg	0,04