


E 118

Innsats

for optimal plassering av petriskåler.



- Egnet for 38 petriskåler med Ø 100 mm
- Utstyrt med 38 holdere, høyde 70 mm, avstand ca. 26 mm
- Kan settes i overkurven

EAN: 4002511115767 / Materialnummer: 03830270 /
Gammelt materialnummer: 69511801D

Produktkategori	
Laborativaskemaskiner	•
Store laborativaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Innsats/modul for petriskåler	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av laborativglass	•
Kapasitet	
Petriskåler [antall]	38
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spennning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	120
Utvendig mål, nettobredde i mm	460
Utvendig mål, nettodybde i mm	445
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	160
Utvendig mål, bruttbredde i mm	480
Utvendig mål, bruttdybde i mm	480
Nettovekt i kg	1,54
Bruttovekt i kg	1,90