


E 136

Innsats

for optimal plassering av 56 petriskåler.



- egnet for 56 petriskåler 100 mm i diameter
- Utstyrt med 56 holdere á 70 mm høyde, avstand ca. 26 mm
- Kan settes i underkurven
- Kapasiteten kan fordobles med innsatsen E 137

EAN: 4002511115941 / Materialnummer: 03830280 /  
Gammelt materialnummer: 69513601D

<b>Produktkategori</b>	
Laborativaskemaskiner	•
Store laborativaskemaskiner	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Produktkategori</b>	
Innsats/modul for petriskåler	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Støtteavstand i mm	26
Støttehøyde i mm	70
<b>Bruksområde</b>	
Klargjøring av laborativglass	•
<b>Kapasitet</b>	
Petriskåler [antall]	56
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nett høyde i mm	485
Utvendig mål, nett bredde i mm	145
Utvendig mål, nett dybde i mm	445
Utvendig mål, brutt høyde i mm	150
Utvendig mål, brutt bredde i mm	450
Utvendig mål, brutt dybde i mm	535
Nettvekt i kg	2,10
Bruttvekt i kg	2,50