

E 137

Innsats

for optimal plassering av 56 petriskåler.



- egnet for 56 petriskåler 100 mm i diameter
- Utstyrt med 56 holdere á 70 mm høyde, avstand ca. 26 mm
- Kan settes i underkurven
- Kan settes på innsatsen E 136

EAN: 4002511115958 / Materialnummer: 03830290 /
Gammelt materialnummer: 69513701D

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| Produktkategori | |
| Laborativaskemaskiner | • |
| Store laborativaskemaskiner | • |
| Produkttilhørighet | |
| G 7825 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8583 CD | • |
| PG 8593 | • |
| PLW 8615 | • |
| PLW 8616 | • |
| PLW 8617 | • |
| PLW 6011 | • |
| PLW 6111 | • |
| PLW 8505 | • |
| Produktkategori | |
| Innsats/modul for petriskåler | • |
| Produktegenskaper | |
| Material | Rustfritt stål |
| Farge | Rustfritt stål |
| Støtteavstand i mm | 26 |
| Støtتهøyde i mm | 70 |
| Bruksområde | |
| Klargjøring av laborativglass | • |
| Kapasitet | |
| Petriskåler [antall] | 56 |
| Standard elektrotilkobling | |
| Faseantall | 0 |
| Spennning i V | 0 |
| Frekvens i Hz | 0 |
| Totaltilkobling i kW | 0,00 |
| Sikring i A | 0 |
| Mål og vekt | |
| Utvendig mål, nettøøyde i mm | 485 |
| Utvendig mål, nettobredde i mm | 445 |
| Utvendig mål, nettøybde i mm | 95 |
| Utvendig mål, bruttøøyde i mm | 140 |
| Utvendig mål, bruttobredde i mm | 530 |
| Utvendig mål, bruttøybde i mm | 580 |
| Nettøvekt i kg | 2,02 |
| Bruttøvekt i kg | 3,45 |