

E 142

Innsats

for optimal plassering av ulike instrumenter.



- 1 mm trådduk, 5 mm maskevidde, 5 mm ramme
- Utstyrt med 2 svingbare håndtak
- Maks. bæreevne er 10 kg

EAN: 4002511115972 / Materialnummer: 03830300 /  
Gammelt materialnummer: 69514201D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkt-/tilbehørskategori	
G 7824	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Instrumentrist	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Klargjøring av GYN-instrumenter	•
Klargjøring av ØNH-instrumenter	•
Klargjøring av OP-instrumenter	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	55
Utvendig mål, nettobredde i mm	255
Utvendig mål, nettodybde i mm	480
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	75
Utvendig mål, bruttbredde i mm	280
Utvendig mål, bruttodybde i mm	515
Nettovekt i kg	0,70
Bruttovekt i kg	0,86