

E 143

Innsats

for optimal plassering av ulike instrumenter.



- 1 mm trådduk, 5 mm maskevidde, 5 mm ramme
- Utstyrt med 2 svingbare håndtak

EAN: 4002511115989 / Materialnummer: 03830310 /  
Gammelt materialnummer: 69514301D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Instrumentrist	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Klargjøring av OP-instrumenter	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Totaltilkobling i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	55
Utvendig mål, nettobredde i mm	255
Utvendig mål, nettodybde i mm	230
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	75
Utvendig mål, bruttbredde i mm	285

E 143

Innsats

for optimal plassering av ulike instrumenter.

EAN: 4002511115989 / Materialnummer: 03830310 /

Gammelt materialnummer: 69514301D

Utvendig mål, bruttodybde i mm	260
--------------------------------	-----

Nettovekt i kg	0,49
----------------	------

Bruttovekt i kg	0,70
-----------------	------

