

E 402

Innsats

for optimal plassering av opptil 44 urglass.



- Egnet for 44 urglass med diameter 80–125 mm
- Utstyrt med 23 støtter med en avstand på 15 mm

EAN: 4002511116627 / Materialnummer: 03830420 /  
Gammelt materialnummer: 69540201D

<b>Produktkategori</b>	
Laborativaskemaskiner	•
Store laborativaskemaskiner	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Produktkategori</b>	
Innsats/modul for urglass	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Støtteavstand i mm	15
<b>Bruksområde</b>	
Klargjøring av laborativglass	•
<b>Kapasitet</b>	
Urglass [antall]	44
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Faseantall	0
Spennning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	53
Utvendig mål, nettobredde i mm	200
Utvendig mål, nettodybde i mm	445
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	80
Utvendig mål, bruttbredde i mm	220
Utvendig mål, bruttdybde i mm	450
Nettvekt i kg	0,92
Bruttvekt i kg	1,14