

E 403

Innsats

for optimal plassering av opptil 105 urglass.



- Egnet for 105 urglass med diameter 50–60 mm
- Utstyrt med 36 støtter med en avstand på 9 mm

EAN: 4002511116634 / Materialnummer: 03830430 /
Gammelt materialnummer: 69540301D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
G 7823	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Innsats/modul for urglass	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Støtteavstand i mm	9
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Kapasitet	
Urglass [antall]	105
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	35
Utvendig mål, nett bredde i mm	200
Utvendig mål, nett dybde i mm	445
Utvendig mål, brutt høyde i mm	75
Utvendig mål, brutt bredde i mm	510
Utvendig mål, brutt dybde i mm	280
Nettvekt i kg	1,32
Bruttvekt i kg	1,48