


A 2
Dekknnett
for feste av skjær oppvask.



- Egnet for 1/2-innsatser
- Metallrammer, kunststoffbelagt, dekket med kunststoffnett
- Størrelse: 216 x 456 mm

EAN: 4002511115590 / Materialnummer: 03830460 /
Gammelt materialnummer: 69500201D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Store laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Deksel	•
Produktegenskaper	
Material	Tråd, kunststoffbelagt, Kunststoff
Farge	Grønn, hvit, Svart
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Klargjøring av diverse utensiler	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	0
Utvendig mål, nettobredde i mm	216
Utvendig mål, nettodybde i mm	456
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	20
Utvendig mål, bruttbredde i mm	230
Utvendig mål, bruttdybde i mm	465
Nettovekt i kg	0,38
Bruttovekt i kg	0,48