


A 3

Dekknnett

for å dekke utensilene i innsatsene.



- Metallrammer, kunststoffbelagt, dekket med kunststoffnetting
- Egnet for 1/4-innsatser
- 206 x 206 mm

EAN: 4002511115606 / Materialnummer: 03830470 /

Gammelt materialnummer: 69500301D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Store laboratorievaskemaskiner	•
Produkttilhørighet	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Deksel	•
Produktegenskaper	
Material	Tråd, kunststoffbelagt, Kunststoff
Farge	Grønn, hvit, Svart
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Klargjøring av diverse utensiler	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	0
Utvendig mål, nett bredde i mm	206
Utvendig mål, nett dybde i mm	206
Utvendig mål, brutt høyde i mm	10
Utvendig mål, brutt bredde i mm	210
Utvendig mål, brutt dybde i mm	200
Nettvekt i kg	0,30
Bruttvekt i kg	0,32