

AK 12
Innsats
for plassering av ulike utensiler.



- egnet for f.eks. brystpumper, begerglass og trakter

EAN: 4002511115620 / Materialnummer: 03830510 /
Gammelt materialnummer: 69501201D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Produktkategori	
Innsats/modul for begerglass	•
Innsats/modul for vidhalsede glass	•
Annen innsats	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Klargjøring av diverse utensiler	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	122
Utvendig mål, nettobredde i mm	224
Utvendig mål, nettodybde i mm	434
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	123
Utvendig mål, bruttbredde i mm	315
Utvendig mål, bruttodybde i mm	505
Nettvekt i kg	0,74
Bruttovekt i kg	1,06