

E 416

Innsats

for optimal plassering av 6 en- og todelte spekula.



- Egnet for plassering av 6 en- og todelte spekula.
- 7 holdere med en avstand på 40 mm
- Kan settes i over- (kun for spekula med en del) og underkurven

EAN: 4002511803824 / Materialnummer: 03888650 /
Gammelt materialnummer: 69541601D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
Produktkategori	
Innsats for GYN-instrumenter	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av GYN-instrumenter	•
Kapasitet	
GYN-spekula [antall]	6
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spennning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	157
Utvendig mål, nett bredde i mm	178
Utvendig mål, nett dybde i mm	279
Utvendig mål, brutto høyde i mm	210
Utvendig mål, brutto bredde i mm	200
Utvendig mål, brutto dybde i mm	365
Nettvekt i kg	0,69
Bruttovekt i kg	0,97