

MT

Transportvogner

for inn- og utlasting av rengjørings- og desinfeksjonsautomater.



- Til oppbevaring og transport av kurver og innsatser
- Inndelt i 4 nivåer, som kan justeres med 102,5 mm
- Kan transporteres på 4 låsbare hjul
- Lastdimensjoner 549 x 599 mm

EAN: 4002511820005 / Materialnummer: 03893140 /

Gammelt materialnummer: 69200102D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Oppbevarings-/transportsystem	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	1985
Utvendig mål, nettobredde i mm	662
Utvendig mål, nettodybde i mm	616
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	2030
Utvendig mål, bruttbredde i mm	680
Utvendig mål, bruttodybde i mm	680
Nettvekt i kg	23,00
Bruttvekt i kg	29,00