


A 14
Deksel
for feste av skjær oppvask.



- Deksel i rustfritt stål
- 7 x 7 mm utstansninger, 3 mm mellomstykke
- For innsats AK 12

EAN: 4002511860995 / Materialnummer: 03981970 /
Gammelt materialnummer: 69745002D

Produktkategori	
Laboratorievaskemaskiner	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
Produktkategori	
Deksel	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av laboratorieglass	•
Klargjøring av diverse utensiler	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Totaltilkobling i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	20
Utvendig mål, nett bredde i mm	210
Utvendig mål, nett dybde i mm	210
Utvendig mål, brutto høyde i mm	30
Utvendig mål, brutto bredde i mm	240
Utvendig mål, brutto dybde i mm	250
Nettvekt i kg	0,20
Bruttovekt i kg	0,29