

E 442

Spylehylse

for optimal rengjøring av MIS-instrumenter.



- Egnet for MIS-instrumenter med Ø 4–8 mm, kan skrues fast
- Lengde 121 mm mm, diameter 6 mm mm
- Kappe, åpning Ø 6 mm
- Slangeklemme (mat.nr. 4174850)

EAN: 4002511908208 / Materialnummer: 04203830 /

Gammelt materialnummer: 69744201D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Spylehylse	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Bruksområde	
Klargjøring av MIS-instrumenter	•
Klargjøring av hule instrumenter	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Totaltilkobling i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	121
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	12
Utvendig mål, bruttbredde i mm	80
Utvendig mål, bruttodybde i mm	120
Diameter i mm	6
Nettvekt i kg	0,03
Bruttvekt i kg	0,03