

E 446

Kappe til spylehylse

for optimal festing av instrumenter ved bruk av spylehylse.



- 12 kapper for spylehylser
- Åpning Ø 10 mm mm

EAN: 4002511908178 / Materialnummer: 04203860 /  
Gammelt materialnummer: 69744601D

Produktkategori	
Rengjøringsautomat, liten, dental	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Annet tilbehør	•
Bruksområde	
Klargjøring av MIS-instrumenter	•
Klargjøring av hule instrumenter	•
Produktegenskaper	
Material	Kunststoff
Farge	Transparent
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Totaltilkobling i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vekt	
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	12
Utvendig mål, bruttbredde i mm	80
Utvendig mål, bruttodybde i mm	120
Diameter i mm	10
Nettvekt i kg	0,03
Bruttvekt i kg	0,04