

E 447

Adapter

for tilkobling av Luer-Lock-tilkoblinger, hannkoblinger.



- For Luer-Lock, hann, kan skrues fast

EAN: 4002511908468 / Materialnummer: 04203870 /
Gammelt materialnummer: 69744701D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Holder eller adapter for roterende instrumenter	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av MIS-instrumenter	•
Klargjøring av oftalmologiske instrumenter	•
Klargjøring av hule instrumenter	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spennning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	8
Utvendig mål, nettobredde i mm	8
Utvendig mål, nettodybde i mm	25
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	12
Utvendig mål, bruttbredde i mm	80
Utvendig mål, bruttdybde i mm	120
Diameter i mm	8
Nettovekt i kg	0,00
Bruttovekt i kg	0,00