

E 448

Silikonslange

for optimal rengjøring av ulike instrumenter.



- Luer-Lock-adapter, hann
- Lengde 300 mm mm, Ø 10 mm mm
- Spyledyse, gjenger M 8 x 1

EAN: 4002511908475 / Materialnummer: 04203880 /
Gammelt materialnummer: 69744801D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Annet tilbehør	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Transparent
Bruksområde	
Klargjøring av MIS-instrumenter	•
Klargjøring av oftalmologiske instrumenter	•
Klargjøring av hule instrumenter	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	300
Utvendig mål, nett bredde i mm	8
Utvendig mål, nett dybde i mm	8
Utvendig mål, brutt høyde i mm	10
Utvendig mål, brutt bredde i mm	170
Utvendig mål, brutt dybde i mm	125
Diameter i mm	10
Nettvekt i kg	0,02
Bruttvekt i kg	0,02