

E 451

Instrumentrist

for optimal plassering av ulike instrumenter.



- Instrumentrist med deksel for smådeler
- Trådduk: 1 mm bunn, 0,8 mm sider, 1 mm deksel
- Maskevidde: 3 mm bunn, 1,7 mm sider, 3 mm deksel

EAN: 4002511908154 / Materialnummer: 04203910 /
Gammelt materialnummer: 69545101D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Instrumentrist	•
Bruksområde	
Klargjøring av anestesi-instrumenter	•
Klargjøring av MIS-instrumenter	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Totaltilkobling i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	55
Utvendig mål, nettobredde i mm	160
Utvendig mål, nettodybde i mm	240
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	75
Utvendig mål, bruttbredde i mm	165
Utvendig mål, bruttodybde i mm	245
Nettovekt i kg	0,79
Bruttovekt i kg	0,85