

E 454

Injektordyse

for optimal rengjøring av forskjellige utensiler, f.eks. trokarhylser.



- Egnet for trokarhylser med Ø 10–15 mm, 8 x 150 mm
- Utstyrt med en fjær for høydejustering

EAN: 4002511908512 / Materialnummer: 04203940 /
Gammelt materialnummer: 69745401D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Injektordyse	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av MIS-instrumenter	•
Klargjøring av hule instrumenter	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	0
Utvendig mål, nettobredde i mm	0
Utvendig mål, nettodybde i mm	150
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	12
Utvendig mål, bruttbredde i mm	80
Utvendig mål, bruttdybde i mm	120
Diameter i mm	8
Nettvekt i kg	0,03
Bruttvekt i kg	0,04