


E 456

Åpningsfjær

for perfekt feste av MIS-instrumenter i åpnet tilstand.



EAN: 4002511908536 / Materialnummer: 04203960 /

Gammelt materialnummer: 69745601D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Brakett	•
Annet tilbehør	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av MIS-instrumenter	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	76
Utvendig mål, nettobredde i mm	2
Utvendig mål, nettodybde i mm	144
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	12
Utvendig mål, bruttbredde i mm	80
Utvendig mål, bruttodybde i mm	120
Nettvekt i kg	0,00
Bruttovekt i kg	0,01