

E 458

Innsats

for optimal plassering skrulokksmokker.



- Egnet for 36 skrulokksmokker
- 36 rom á ?? x ??
- Utstyrt med et hengslet lokk som kan låses

EAN: 4002511919358 / Materialnummer: 04235200 /
Gammelt materialnummer: 69545801D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Annen innsats	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Antall kamre	36
Bruksområde	
Klargjøring av tåteflasker	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Totaltilkobling i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	63
Utvendig mål, nettobredde i mm	215
Utvendig mål, nettodybde i mm	445
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	450
Utvendig mål, bruttbredde i mm	80
Utvendig mål, bruttdybde i mm	220
Nettovekt i kg	1,50
Bruttovekt i kg	1,60