


E 457

Innsats

for optimal plassering av demonterbare MIS-instrumenter.



- Egnet for f.eks. 12 håndtak, samt arbeidsinnlegg
- Består av en trådduk med 3 mm maskevidde, lukkede sider
- Sveiset holder for 8–12 håndtak, variabel inndeling
- Utstyrt med 3 støtter for å understøtte og stoppe

EAN: 4002512067331 / Materialnummer: 04618030 /  
Gammelt materialnummer: 69545702D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Innsats/modul for MIS-instrumenter	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål, Kunststoff
Farge	Rustfritt stål, Svart
Bruksområde	
Klargjøring av MIS-instrumenter	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	192
Utvendig mål, nettobredde i mm	490
Utvendig mål, nettodybde i mm	62
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	120
Utvendig mål, bruttbredde i mm	320
Utvendig mål, bruttdybde i mm	540
Nettovekt i kg	1,75
Bruttovekt i kg	2,02