

E 800

Innsats

for optimal plassering av 3 instrumenttrister eller pussbekken.



- Utstyrt med 4 holdere
- Kan settes i over- og underkurven

EAN: 4002512087773 / Materialnummer: 04637720 /  
Gammelt materialnummer: 69580001D

<b>Produktkategori</b>	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
<b>Produkttilhørighet</b>	
G 7831	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktkategori</b>	
Innsats for instrumenttrist	•
Innsats for pussbekken/fat	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
<b>Bruksområde</b>	
Klargjøring av pussbekken	•
<b>Kapasitet</b>	
Pussbekken [antall]	3
<b>Standard elektrotilkobling</b>	
Faseantall	0
Spennning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
<b>Mål og vekt</b>	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	165
Utvendig mål, nettobredde i mm	140
Utvendig mål, nettodybde i mm	290
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	190
Utvendig mål, bruttbredde i mm	195
Utvendig mål, bruttodybde i mm	430
Nettvekt i kg	0,29
Bruttovekt i kg	0,49