

E 800

Innsats

for optimal plassering av 3 instrumenttrister eller pussbekken.



- Utstyrt med 4 holdere
- Kan settes i over- og underkurven

EAN: 4002512087773 / Materialnummer: 04637720 /
Gammelt materialnummer: 69580001D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7831	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Innsats for instrumenttrist	•
Innsats for pussbekken/fat	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av pussbekken	•
Kapasitet	
Pussbekken [antall]	3
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spennning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Totaltilkobling i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	165
Utvendig mål, nett bredde i mm	140
Utvendig mål, nett dybde i mm	290
Utvendig mål, brutt høyde i mm	190
Utvendig mål, brutt bredde i mm	195
Utvendig mål, brutt dybde i mm	430
Nettvekt i kg	0,29
Bruttvekt i kg	0,49