

E 147/1

Innsats

for optimal plassering av 10–12 glass.



- Egnet for 10–12 tannglass, maks. Ø 80 mm
- Kunststoffbelagt

EAN: 4002512122313 / Materialnummer: 04746620 /
Gammelt materialnummer: 68514703D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Produkttilhørighet	
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategori	
Annen innsats	•
Produktegenskaper	
Material	Tråd, kunststoffbelagt
Farge	hvit
Bruksområde	
Klargjøring av dentalinstrumenter	•
Kapasitet	
Glass [antall]	12
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	155
Utvendig mål, nettobredde i mm	220
Utvendig mål, nettodybde i mm	455
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	260
Utvendig mål, bruttbredde i mm	510
Utvendig mål, bruttdybde i mm	240
Nettvekt i kg	1,29
Bruttovekt i kg	1,59