

DOS S

Doseringspumpe - stativ

med skrå bunn slik at hele beholderen med flytende middel blir fullstendig tømt.



- Egnet for montering av doseringspumpekabinett DOS G2
- Egnet for montering av doseringspumpekabinett DOS GP3
- Med 4 hjul for maksimal bevegelighet.

EAN: 4002512161107 / Materialnummer: 04814240 /
Gammelt materialnummer: 59170031D

Produktkategori	
Vaskemaskiner	•
Produkt-/tilbehørskategori	
PW 413	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
Produktkategori	
Doseringssystem	•
Produktegenskaper	
Elektrotilkobling	OHNE
Material	Stålplate galvanis./pulverbel.
Farge	Jerngrå
Mål og vekt	
Utvendig mål, nettohøyde i mm	1030
Utvendig mål, nettobredde i mm	1000

DOS S

Doseringspumpe - stativ

med skrå bunn slik at hele beholderen med flytende middel blir fullstendig tømt.



EAN: 4002512161107 / Materialnummer: 04814240 /

Gammelt materialnummer: 59170031D

Utvendig mål, nettodybde i mm	371
Utvendig mål, bruttohøyde i mm	1030
Utvendig mål, bruttbredde i mm	1300
Utvendig mål, bruttodybde i mm	413
Nettovekt [kg]	9,00
Bruttovekt i kg	10,00