

E 460
Innsats
for optimal plassering av ulike MIS-instrumenter.



- Egnet for stiv optikk med ulik lengde
- Maskevidde bunn 8 x 1 mm, sider/deksel 7 x 7 x 3 mm
- Utstyrt med 3 holdere for plassering av 2 stiv optikk

EAN: 4002512183383 / Materialnummer: 04861390 /
Gammelt materialnummer: 69546001D

Produktkategori	
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Innsats/modul for MIS-instrumenter	•
Annen innsats	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av MIS-instrumenter	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Totaltilkobling i kW	0,00-0,00
Sikring i A	0-0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	53
Utvendig mål, nett bredde i mm	100
Utvendig mål, nett dybde i mm	430
Utvendig mål, brutt høyde i mm	95
Utvendig mål, brutt bredde i mm	170
Utvendig mål, brutt dybde i mm	550
Nettvekt i kg	0,71
Bruttvekt i kg	0,94