

## DGG 2

Perforert dampkokerpanne  
for alle dampovner DG unntatt DG 7000.

EAN: 4002512309226 / Materialnummer: 05001390 /  
Gammelt materialnummer: 22996085D



- for tilberedning av mat i sauser, fond og vann
- f.eks. pasta, ris, supper og gratenger
- Kapasitet: 2,5 l nyttevolum: 2,0 l
- Ytre mål – B x D x H: 325 x 176 x 60 mm
- Proff-tilbehør av europeisk produksjon