

E 468

Innsats

for optimal plassering av ulike utensiler.



- Av sveiset maskenett / rustfritt stål med lokk og underdel
- Maskevidde 5 x 5 x 1 mm

EAN: 4002512277280 / Materialnummer: 05043640 /
Gammelt materialnummer: 69546801D

Produktkategori	
Termodesinfektorer	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater, medisin	•
Rengjørings- og desinfeksjonsautomater med stor kapasitet, medisin	•
Produkttilhørighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Instrumentrist	•
Produktegenskaper	
Material	Rustfritt stål
Farge	Rustfritt stål
Bruksområde	
Klargjøring av anestesi-instrumenter	•
Klargjøring av MIS-instrumenter	•
Klargjøring av OP-instrumenter	•
Standard elektrotilkobling	
Faseantall	0
Spenning i V	0
Frekvens i Hz	0
Totaltilkobling i kW	0,00
Sikring i A	0
Mål og vekt	
Utvendig mål, nett høyde i mm	76
Utvendig mål, nett bredde i mm	170
Utvendig mål, nett dybde i mm	250
Utvendig mål, brutto høyde i mm	100
Utvendig mål, brutto bredde i mm	205
Utvendig mål, brutto dybde i mm	315
Nettvekt i kg	0,67
Bruttovekt i kg	0,82